



다양한 질환을 무수혈 진료로
치료 할 수 있습니다.
무수혈 진료가 가능한 진료과 입니다.

외과

내과

소화기내과, 심장내과, 호흡기내과, 신장내과,
내분비내과, 혈액종양내과

산부인과

소아청소년과

흉부외과

성형외과

정형외과

신경외과

안과

이비인후과

비뇨기과


신경과

치과

가정의학과

마취통증의학과

척추센터



● 교통편 안내

지하철

7호선 중계역 하차, 1번 출구(도보 5분 거리)

4호선 노원역 하차, 2번 출구(도보 15분 거리, 택시-기본요금)

버스

지선버스(초록,Green)-1159, 1134, 1137, 1139

간선버스(파랑,Blue)-102, 105, 146

● 인제대학교 상계백병원 홈페이지

<http://www.paik.ac.kr/sanggye/>

● 인제대학교 상계백병원

서울특별시 노원구 동일로 1342 우)139-707

대표번호 : ☎02)950-1114

응급실 : ☎02)950-1119


초진전화예약 : ☎1661-3100

인제대학교 상계백병원
무수혈센터 진료안내 및 문의전화

●주간 : 02)950-1166 ●야간 : 02)950-1119

무수혈 센터

수혈을 원하지 않는 환자를 위한 의료관리 프로그램
Medical and surgical care without blood transfusion



무수혈 진료

Medical and surgical care without blood transfusion

이 책자는 인제대학교 상계백병원에서 시행하는 무수혈 진료에 관한 궁금증을 풀어 드릴 목적으로 제작되었습니다. 내용을 살펴보고 자세한 설명이 필요하시면 전화를 주십시오.

“ 무수혈로 최선의 치료를 원하는 환자의 의지를 저희는 알고 있으며 기꺼이 당신을 돕겠습니다. ”

Q. 무수혈 진료에 관한 궁금증이 있습니까?

지금 전화 하십시오. 상계백병원 무수혈센터의 고은주 코디네이터가 응급 환자를 포함한 모든 환자의 진료 상담 및 입원 수속에 관하여 도움을 드릴 것입니다.

☎ 직통전화 : 02)950-1166



진료과	무수혈 진료위원회 교수진
마취통증의학과	김문철/위원장
마취통증의학과	유병훈
내과	김상현
외과	양근호
응급의학과	조석진
산부인과	이철민
정형외과	최정윤
흉부외과	정의석
혈액종양내과	유영진
진단검사의학과	한태희

무수혈 진료란?

무수혈 진료는 수혈을 하지 않고서도 환자관리가 가능한 진일보한 의료기술입니다. 무수혈 진료는 내·외과적 질환을 치료하는 과정에서 발생하는 출혈을 최소화하고 또한, 자신의 체내에서 혈액생산을 최대화 촉진시키는 첨단 의료기법을 제공합니다.

이러한 첨단 의학은 간염이나 AIDS와 같은 수혈로 초래될 수 있는 질환의 예방 목적으로 또는 종교적 신념에 따라 수혈을 거부하는 환자에게 도움을 줄 수 있으며, 그리고 최근에 발생한 혈액 수급 문제에도 도움이 됩니다.

인제대학교 상계백병원 무수혈센터

이제 무수혈 진료는 이미 선진국에서는 현대의학의 전문 분야로 성장하였으며 질병의 치료와 회복기간을 크게 단축시켰습니다. 이에 서울 동북부지역의 유일한 상급종합병원인 인제대학교 상계백병원에서 2011년 무수혈 센터를 개소하게 되었습니다.

무수혈 진료에 관한 임상경험

인제대학교 상계백병원 무수혈센터는 무수혈과 관련된 설비 및 기법을 사용하고 있습니다. 소아에도 사용될 수 있는 자가혈액회수기 뿐만 아니라 급성 동량혈액 희석법시 체온 유지 및 적절한 수액치료를 가능케하는 FMS(Fluid Management System)등의 최신의 기구와 급성 동량희석법에 관한 많은 임상경험과 논문을 발표하였습니다.

2011년에 개소한 상계백병원 무수혈센터는 무수혈 진료를 원하는 환자들에게 최상의 무수혈 내·외과 진료를 제공합니다.

상계백병원 무수혈센터는 수혈을 원치 않는 환자를 진료하기 위해 최신 설비 및 지식과 풍부한 임상경험을 가지고 있습니다.



자가 혈액 회수기 (cell saver) : 성인, 소아용
수술 중에 흘러 나오는 환자의 피를 모아 재순환 시킵니다.

세심한 지혈과 신속한 수술
많은 경험에서 비롯된 능숙한 테크닉으로 가능합니다.

레이저/아르곤빔 응고장치
수술중에 출혈감소를 위해 수술 부위에 적용합니다..

맥박산소계측기
수술 중에 환자 체내의 산소포화도를 감시합니다.

합성 에리스로포이에틴 (EPO : Erythropoietin)
수술 전에 투여하여 적혈구 생성을 촉진시킵니다.

급성 동량혈액희석법
수술 중 혈액의 점도를 낮출 목적으로 다른 혈관확장제와 함께 사용됩니다.

지혈제
지혈제제의 포괄적 이용

기타 첨단 무수혈 수술기법

※ 다른 환자와의 구별을 위해 무수혈 환자의 Name card에 무수혈 스티커를 부착하며 팔목에 무수혈 팔찌를 착용합니다. 상계백병원 무수혈센터를 통해 접수된 순간부터 모든 전산에 무수혈 환자 구분을 의무화합니다.